

RIGID TQ CASE FOR C-A-T WITH TEK-LOK - RIGID CAT GEN 7 CASE W/TEK-LOK BLACK

RIGID TQ CASE FOR C-A-T WITH TEK-LOK The Eleven 10® RIGID TQ Case® for the C-A-T® Gen 7 is a hard-sided tourniquet case designed to give you easy access to your tourniquet when seconds matter. It can be worn on your duty belt, MOLLE/PALS compatible vest, or in the accessory position on your Safariland® drop leg holster. The RIGID TQ Case® holds your tourniquet securely in place utilizing friction, so there's no straps, buckles or flaps to deal with. It offers true one-handed gross motor skills deployment of the tourniquet even when your hands are bloody or wet. Just grab the exposed portion of the tourniquet and with a swift pull, it releases. The injection molded RIGID TQ Case® offers numerous mounting options and ride adjustment. It's compatible with Blade-Tech, Safariland®, and Tactical Tailor mounting solutions. Many of the mounting solutions can be mounted in the vertical or horizontal positions. Features: Keeps your tourniquet close at hand for rapid deployment Holds the C-A-T® Tourniquet (Gen 7 and Older Generations) utilizing friction Designed to allow more contact with the tourniquet when deploying Injection Molded case to stand up to rugged LE/MIL usage Drainage hole at the bottom of the case Medical identifying PVC cross patch included Multiple mounting positions to adjust the right height (can be mounted vertically, horizontally, canted or inverted) Police Duty Belt (Blade-Tech TEK-LOK Belt Attachment fits up to a 2.25" belt) Can be mounted to a Safariland® Drop Leg Shroud in the accessory position (mounting hardware sold separately) NOTES: Utilize the included Vibra-tite to secure the hardware in place once the desired configuration is obtained. Instructions are included. All of Eleven 10®'s products are designed, manufactured and assembled in the USA.



Attributes

- Name: RIGID CAT GEN 7 CASE W/TEK-LOK BLACK
- Manufacturer: ELEVEN 10
- Product no.: 100043711
- Mfr. No.: E10-3021B-BLK
- Size: 1 Person
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 57mm
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 700615670130

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RIGID TQ CASE für CAT Eleven 10 RIGID CAT Gen 7](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RIGID TQ CASE FOR CAT WITH TEKLOK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RIGID TQ Case® d'Eleven 10®](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RIGID TQ Case di Eleven 10](#)
- [Norsk: RIGID TQ CASE FOR CAT Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Suomi: RIGID TQ CASE® CAT® Gen 7 Käyttöohjeet](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost výrobku: RIGID TQ CASE FOR CAT ELEVEN 10 RIGID CAT GEN 7 CASE W/TEKLOK BLACK](#)

Sicherheitshinweise für den RIGID TQ CASE für CAT Eleven 10 RIGID CAT Gen 7

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Eleven 10® RIGID TQ Case® für den CAT® Gen 7. Dieser TourniquetBehälter wurde entwickelt, um Ihnen schnellen Zugriff auf Ihren Tourniquet zu ermöglichen, wenn jede Sekunde zählt. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über die korrekte Handhabung und Anwendung des Tourniquets.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das RIGID TQ Case® sicher an Ihrem Dienstgurt oder der Weste befestigt ist.
- Verwenden Sie das enthaltene Vibratite, um das Material an Ort und Stelle zu sichern, sobald die gewünschte Konfiguration erreicht ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die das Gehäuse beschädigen könnten.
- Achten Sie darauf, dass der Tourniquet immer korrekt im Gehäuse sitzt, um einen schnellen Zugriff zu gewährleisten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht unter extremen Bedingungen, die seine Funktion beeinträchtigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage des RIGID TQ Case®

- Wählen Sie die gewünschte Montageposition (vertikal, horizontal, geneigt oder umgekehrt).
- Verwenden Sie die entsprechenden Montageoptionen (z. B. BladeTech TEKLOK Gürtelbefestigung oder Tactical Tailor Malice Clip).
- Befestigen Sie das Gehäuse sicher an Ihrem Dienstgurt oder der Weste.

2. Nutzung des Tourniquets

- Greifen Sie den freiliegenden Teil des Tourniquets.
- Ziehen Sie schnell, um den Tourniquet zu lösen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände nicht rutschig sind, um eine sichere Bedienung zu gewährleisten.

3. Wartung

- Reinigen Sie das Gehäuse regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen und das Gehäuse auf Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Das Produkt sollte nicht im normalen Haushaltsmüll entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über spezielle Recyclingprogramme oder Sammelstellen in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte von Eleven 10® in den USA entworfen, hergestellt und montiert werden. Achten Sie darauf, regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform zu prüfen und gefährliche Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden zu melden.

Safety Instruction Guide for RIGID TQ CASE FOR CAT WITH TEKLOK

Introduction

Thank you for choosing the Eleven 10® RIGID TQ Case® for the CAT® Gen 7. This product is designed to provide secure and easy access to your tourniquet in critical situations. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the RIGID TQ Case® is used only for its intended purpose.
- Always inspect the case and its mounting hardware before use to ensure they are in good condition.
- Keep the case and its contents out of reach of children.
- Do not modify the case or use it for any purpose other than storing and deploying the CAT® tourniquet.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the tourniquet is properly secured in the case before use.
- Avoid exposing the case to extreme temperatures, chemicals, or other hazardous conditions that may compromise its integrity.
- Use the case only with compatible mounting solutions (e.g., BladeTech, Safariland®, Tactical Tailor).
- Ensure that the mounting hardware is securely tightened using the included Vibratite to prevent accidental detachment during use.
- Be cautious when deploying the tourniquet, especially in highstress situations or when your hands are wet or bloody.

Instructions for Installation and Usage

1. Mounting the Case:

- Choose a suitable location on your duty belt, MOLLE/PALS compatible vest, or Safariland® drop leg holster.
- If using a duty belt, ensure it is no wider than 2.25 inches to fit the BladeTech TEKLOK Belt Attachment.
- Securely attach the case using the appropriate mounting hardware (not included for drop leg shroud).

2. Inserting the Tourniquet:

- Open the RIGID TQ Case® and insert the CAT® tourniquet into the designated compartment.
- Ensure that the tourniquet is seated properly and secured by friction.

3. Deploying the Tourniquet:

- In an emergency, grasp the exposed portion of the tourniquet firmly.
- Pull swiftly to release the tourniquet from the case.
- Follow the manufacturer's instructions for applying the tourniquet as needed.

4. Maintenance:

- Regularly check the case and tourniquet for wear and tear.

- Clean the case with a damp cloth and mild soap as necessary.

Disposal Instructions

- When the RIGID TQ Case® reaches the end of its life or is no longer needed, dispose of it in accordance with local regulations.
- Do not incinerate or dispose of in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions, concerns, or safety inquiries regarding the RIGID TQ Case®, please reach out to the designated EU contact point provided with your product packaging.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the RIGID TQ Case® for the CAT® Gen 7. Thank you for prioritizing safety and preparedness.

Guide de Sécurité pour le RIGID TQ Case® d'Eleven 10®

Introduction

Le RIGID TQ Case® d'Eleven 10® est un étui rigide conçu pour le garrot CAT® Gen 7. Il permet un accès rapide et facile à ton garrot, ce qui est crucial en situation d'urgence. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation correcte et sécurisée de ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le RIGID TQ Case® est utilisé uniquement pour son objectif prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de l'étui et du garrot pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit de manière non autorisée.
- Conserve ce guide à portée de main pour référence future.
- Informetoi sur les procédures de rappel et de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le RIGID TQ Case® dans des conditions appropriées.
- Ne force pas le garrot hors de l'étui si tu ressens une résistance.
- Assure-toi que l'étui est correctement monté avant de l'utiliser.
- Si tu utilises le produit dans des conditions extrêmes (pluie, boue, etc.), vérifie régulièrement son intégrité.
- Évite de le laisser à la portée des enfants, car il peut contenir des pièces qui pourraient être dangereuses.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Choisir un emplacement de montage :

- Ceinture de service de police
- Veste compatible MOLLE/PALS
- Holster drop leg Safariland®

2. Utiliser l'attache appropriée :

- Pour la ceinture, utilise l'attache BladeTech TEKLOK, qui s'adapte à une ceinture jusqu'à 2,25 pouces.
- Pour le montage MOLLE/PALS, utilise le clip Malice de Tactical Tailor.

3. Montage :

- Fixe le RIGID TQ Case® à la position choisie, en t'assurant qu'il est bien sécurisé.
- Utilise le Vibratite inclus pour sécuriser le matériel en place une fois la configuration souhaitée obtenue.

Utilisation

1. Accéder au garrot :

- Saisis la partie exposée du garrot.

- Tire rapidement pour le libérer de l'étui.

2. Déploiement :

- Le RIGID TQ Case® permet un déploiement à une main, même si tes mains sont mouillées ou ensanglantées.

3. Vérification après utilisation :

- Inspecte l'étui et le garrot après chaque utilisation pour s'assurer qu'ils sont en bon état.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le RIGID TQ Case® ou le garrot est endommagé au-delà de la réparation, élimine-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans la nature ; utilise des points de collecte appropriés pour les déchets plastiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation du RIGID TQ Case®, consulte le site web d'Eleven 10® pour des informations supplémentaires et des mises à jour de sécurité.

Merci d'utiliser le RIGID TQ Case® d'Eleven 10®. La sécurité est primordiale, et nous espérons que ce guide t'aidera à utiliser ce produit de manière efficace et sécurisée.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RIGID TQ Case di Eleven 10

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIGID TQ Case® di Eleven 10® per il tuo CAT® Gen 7. Questo prodotto è progettato per fornire un accesso rapido e sicuro al tuo tourniquet in situazioni critiche. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la massima protezione e funzionalità.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il RIGID TQ Case® solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il RIGID TQ Case® solo con il tourniquet CAT® (Gen 7 e generazioni precedenti).
- Assicurati che il tourniquet sia inserito correttamente nel case per evitare il rilascio accidentale.
- Evita di utilizzare il prodotto in ambienti estremi che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto autonomamente.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

- **Montaggio su cintura di servizio:**
 - Utilizza l'attacco BladeTech TEKLOK per cinture fino a 2,25 pollici.
- **Montaggio su giubbotto compatibile con MOLLE/PALS:**
 - Utilizza clip Malice Tactical Tailor per un montaggio sicuro.
- **Montaggio su fondina drop leg Safariland®:**
 - Posiziona il case nella posizione accessoria (hardware di montaggio venduto separatamente).

Uso

- Per accedere al tourniquet:
 - Afferra la parte esposta del tourniquet.
 - Effettua un rapido strattone per rilasciarlo.
- Assicurati di avere una presa salda e di utilizzare una sola mano, anche in situazioni difficili.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il RIGID TQ Case® in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato, verifica le modalità di smaltimento sicuro presso il tuo comune.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o all'uso del RIGID TQ Case®, contatta il servizio clienti di Eleven 10®. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare il supporto.

Grazie per aver scelto Eleven 10®. La tua sicurezza è la nostra priorità.

RIGID TQ CASE FOR CAT Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte RIGID TQ Case for CAT fra Eleven 10®. Dette produktet er designet for å gi deg enkel tilgang til tourniquetet ditt når hvert sekund teller. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Inspiser for skader eller slitasje.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål.
- Følg alltid med på eventuelle oppdateringer om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Hold tourniquetet nært for rask distribusjon.
- Unngå å bruke produktet i ekstremt kalde eller varme forhold som kan påvirke materialene.
- Sørg for at RIGID TQ Case er festet sikkert til beltet eller vesten for å forhindre utilsiktet løsner.
- Bruk kun den medfølgende Vibratite for å sikre utstyret på plass etter ønsket konfigurasjon er oppnådd.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av RIGID TQ Case:

- Velg ønsket monteringsposisjon (vertikal, horisontal, skrå eller invertert).
- Fest produktet til belte eller vest ved hjelp av BladeTech TEKLOK beltefeste, som passer til belter opp til 2,25 tommer bredde.
- Kontroller at produktet er sikkert festet før bruk.

2. Bruk av tourniquetet:

- Grip den eksponerte delen av tourniquetet.
- Dra raskt for å frigjøre tourniquetet fra etuiet.
- Følg de spesifikke bruksanvisningene for tourniquetet for å sikre korrekt anvendelse.

3. Vedlikehold:

- Rengjør produktet jevnlig for å fjerne smuss og skitt.
- Oppbevar produktet på et tørt sted for å unngå skader fra fuktighet.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i henhold til lokale avfallsregler.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall hvis det er skadet eller ikke lenger i bruk.
- Spør lokale myndigheter om riktige avfallshåndteringsmetoder for produkter som inneholder PVC.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere informasjon eller spørsmål om sikkerhet, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha tilgang til støtte for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene, bidrar du til å sikre at RIGID TQ Case for CAT brukes på en trygg og effektiv måte. Takk for at du tar sikkerhet på alvor!

RIGID TQ CASE® CAT® Gen 7 Käyttöohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Eleven 10® RIGID TQ Case® CAT® Gen 7 tuotteen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ja asennukset on tehty oikein ennen käyttöä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että RIGID TQ Case® on kiinnitetty tukevasti vyöhön tai MOLLE/PALSyhteensopivaan liiviin ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen. Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin.
- Varmista, että kädet ovat puhtaat ja kuivat, kun käytät tuotetta, erityisesti kriittisissä tilanteissa.
- Älä yritä avata tai purkaa tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Jos tuote ei toimi odotetusti, lopeta sen käyttö heti ja tarkista ohjeet.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Kiinnitä RIGID TQ Case® työvyöhön tai MOLLE/PALSyhteensopivaan liiviin seuraavasti:
 - Käytä mukana tulevaa Vibratiteä varmistaaksesi kiinnityksen.
 - Valitse haluamasi kiinnityspaikka ja varmista, että se on tukevasti kiinni.
 - Seuraa mukana olevia ohjeita tarkasti.

2. Käyttö

- Ota RIGID TQ Case® käyttöön seuraavasti:
 - Varmista, että tuote on helposti käden ulottuvilla.
 - Vedä nopeasti kiinnityksestä, jolloin se vapautuu.
 - Käytä vain yhtä kättä, jos mahdollista, erityisesti kriittisissä tilanteissa.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Kaikki Eleven 10® tuotteet on suunniteltu, valmistettu ja koottu Yhdysvalloissa.

Huomioithan, että tämä ohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Se sisältää

tärkeitä tietoja turvallisesta käytöstä ja mahdollisista riskeistä. Varmista, että noudatat kaikkia ohjeita ja suosituksia tuotteen turvallisesti ja tehokkaaksi käyttöksi.

Pokyny pro bezpečnost výrobku: RIGID TQ CASE FOR CAT ELEVEN 10 RIGID CAT GEN 7 CASE W/TEKLOK BLACK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RIGID TQ Case® od Eleven 10®. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní uchování vašeho tourniquetu CAT® Gen 7. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že je správně namontován a zajištěn.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu a podle pokynů výrobce.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob, pokud to není nezbytně nutné.
- V případě jakýchkoliv dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušné orgány.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Zajistěte, aby byl tourniquet správně umístěn v pouzdře a aby byl snadno dostupný.
- Při vyjímání tourniquetu se ujistěte, že máte volné ruce a dostatečný prostor pro manipulaci.
- Ujistěte se, že pouzdro je pevně připevněno k opasku, vestě nebo jinému montážnímu zařízení.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo má jakékoliv viditelné vady.
- Pokud dojde k nehodě nebo zranění, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Montáž na opasek nebo vestu:

- Použijte BladeTech TEKLOK Belt Attachment pro připevnění pouzdra k opasku až do šířky 2,25 palce.
- Alternativně můžete použít Tactical Tailor Malice Clip pro připevnění k MOLLE/PALS systémům.
- Ujistěte se, že je montážní hardware správně zajištěn pomocí přiloženého Vibratite.

2. Umístění pouzdra:

- Pouzdro může být namontováno vertikálně, horizontálně, nakloněně nebo obráceně podle vašich preferencí.
- Zkontrolujte, zda je pouzdro pevně připevněno a že se při manipulaci nepohybuje.

3. Použití tourniquetu:

- V případě potřeby rychlého nasazení tourniquetu uchopte vystavenou část a rychlým tahem uvolněte.
- Při použití tourniquetu dbejte na to, abyste měli čisté a suché ruce, pokud je to možné.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontakt pro další podporu

Pro veškeré dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na příslušné orgány nebo instituce, které se zabývají bezpečností výrobků v EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání výrobku RIGID TQ Case® od Eleven 10®.